

FICHE PRODUIT



Alcool isopropylique 70°, Flacon dispenser 500 ml

Référence : SOC-DALC500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacon dispenser 500 ml:

- Incolore.
- Sans camphre.

Descriptif :

- Alcool isopropylique (alcool 70%) : distributeur et jerrican

Application :

- Désinfection corporelle (sur peau saine) et de surfaces
- Usage externe

Avantages :

- Le modèle DALC500 est équipé d'une pompe (breveté) permettant l'imprégnation d'une dose : coton, compresse...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/3383-flacon-dispenser-500-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com