

FICHE PRODUIT

Stéthoscope double pavillon professionnel

Référence : SOC-STETHO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Stéthoscope double pavillon | Qualité professionnelle à prix accessible

Ce **stéthoscope à double pavillon en aluminium de précision** offre une qualité d'auscultation professionnelle à un tarif accessible. Il est adapté aux médecins, infirmiers et étudiants en médecine qui recherchent un instrument fiable pour leurs consultations quotidiennes.

Double pavillon aluminium : performance acoustique nettement améliorée

Le **double pavillon en aluminium de précision** offre une performance acoustique nettement améliorée pour détecter les sons cardiaques et pulmonaires normaux et pathologiques. Adapté à l'auscultation des adultes comme des enfants.

Caractéristiques

- Double pavillon en aluminium de précision
- Usage : soins courants, cabinet médical, formation
- Excellent rapport qualité/prix

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/3388-stethoscope-double-pavillon-professionnel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com