

FICHE PRODUIT



Compas type IWANSON

Référence : SOC-GEU-276013

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compas type Iwanson ou Compas d'épaisseur Iwanson

Caractéristiques :

- Compas gradué au 1 / 10 ème (mm)
- Échelle de mesure : 0 - 10 mm.
- Précision : 0,1 mm.
- En inox.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compas-iwanson/3391-compas-type-iwanson.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com