

FICHE PRODUIT

Exemples de DAVIERS



Davier dentaire, enfant, N°51 S

Référence : SOC-460051S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Davier dentaire enfant, N°51 S

Caractéristiques :

- Instrument de très haute qualité.
- Finition à la main.
- Davier en acier inoxydable.
- Davier dentaire N°51 S pour racines supérieures.
- Davier dentaire pour enfant.
- Conditionnement minimum : 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/davier-dentaire/3401-davier-dentaire-enfant-n-51-s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com