

FICHE PRODUIT



Lames superfrost plus

Référence : LATS172001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames superfrost plus ;

- Recommandé pour : les préparations cytocentrifugées, frottis cytologiques, spécimens en dermatologie, tissus osseux décalcifiés, Les techniques en immuno fluorescence
- Minimise: les fonds colorés avec les colorations standards Hématoxyline, Eosine; les pertes de tissu lors d'absorption enzymatique, dénaturation ADN et hybridation ARN; Pour épaisseur de coupes de 2-5µ;

Conditionnement: 20 boîtes soit 1440 lames;

Condition minimum de vente: Boîte plastique de 72 lames.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-superfrost-plus/3412-lames-superfrost-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com