


FICHE PRODUIT



Ultraclean slide

Référence : SOC-ULTRACLEAN

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Ultraclean slide

La technique MICROARRAY et ses nouvelles lames dédiées permettent d'examiner des milliers de gènes, en un seul test sur une seule lame.

Caractéristiques de l'Ultraclean slide

- * Fabriquées en verre blanc de très haute qualité;
- * Dimensions: 76 x 26 mm;
- * Ultra propres: produites en classe 10.000;
- * Ultra planes: Leur planéité est rigoureusement contrôlée;
- * Parfaite reproductibilité des caractéristiques d'une lame à l'autre;
- * Compatibles avec les équipements de "spotting" et d'analyse du marché;
- * Conditionnées en boîtes plastiques de 20 lames, sur-emballées sous vide en sachet aluminium;
- * Conditionnement: Boîte de 20 lames.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-pour-techniques-microarray/3418-ultraclean-slide.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com