

FICHE PRODUIT

Pot pour coprologie CEB, 150 ml, personnalisé - 60 x 70 mm - rouge

Référence : CEB-PC150VSET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pots pour coprologie CEB, 150 ml, étiquetés personnalisés. * Disponible en: polystyrène cristal. * Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire. Cape rouge à vis. * Flacons revendiqués pour analyses bactériologiques qualitatives et évaluations quantitatives. * Dimensions (Ø x Ht): 60 x 70 mm. * Conditionnement minimum de vente: 2 Cartons de 200.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-et-flacons-de-prelevement/3433-pot-pour-coprologie-ceb-150-ml-personnalise-60-x-70mm-rouge.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com