

FICHE PRODUIT

Pots pour coprologie ceb 150 ml - 60 x 70 mm - rouge

Référence : CEB-PC150VSPC

Points forts

- délais : 5 Jours
- Garantie : 0

Description du produit

Pots pour coprologie CEB 150 ml. * Disponible en: polystyrène choc opaque blanc. * Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire. * Cape rouge à vis. * Flacons revendiqués pour analyses bactériologiques qualitatives et évaluations quantitatives. * Dimensions (Ø x Ht): 60 x 70 mm. * Conditionnement minimum de vente: Carton de 200.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-et-flacons-de-prelevement/3439-pots-pour-coprologie-ceb-150-ml-60-x-70-mm-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com