

FICHE PRODUIT



Moustiquaire imprégnée (conteneur de 20 000 pièces)

Référence : SOC-MI0001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pour la lutte contre le paludisme, nous proposons deux modèles de moustiquaires imprégnées :

- * les moustiquaires imprégnées rectangulaires ,
- * les moustiquaires imprégnées coniques.

Tous nos moustiquaires sont fabriquées et imprégnées en conformités avec les normes imposées par l'OMS et l'UNICEF, et se vendent dans le monde entier. Le paludisme constitue encore de nos jours un problème majeur de santé publique dans les pays intertropicaux, où il reste la première cause de morbidité et une cause importante de mortalité. Pour y faire face, plusieurs stratégies de lutte sont proposées, allant de la prise en charge des cas à la mise en oeuvre des méthodes préventives individuelles telle que la moustiquaire imprégnée.

Les moustiquaires imprégnées font partie des méthodes préventives de la stratégie mondiale de l'OMS en matière de contrôle du paludisme, et leur utilisation à grande échelle dans les dix prochaines années est l'un des objectifs du programme récemment développé Roll Back Malaria (Faire reculer le paludisme). Leur efficacité permet de réduire la transmission du paludisme et la morbidité sur le long terme.

Pour résoudre le problème du retraitement, l'OMS a poussé les industriels à développer des moustiquaires traitées « longue durée » et « résistantes au lavage » LLINs (Long Lasting Insecticide Nets). Deux techniques ont ainsi été développées : l'incorporation de l'insecticide dans la fibre, et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'encollage de l'insecticide sur la fibre: la deltaméthrine (perméthrine) est fixée autour du fil du filet. De ce fait, ils sont sensés durer plus longtemps que les filets traités « à la main » (3 à 5 ans au lieu de 6 à 8 mois) et garder leur efficacité même après plusieurs (20 ou plus) lavages.

Le CRDI a financé des travaux de recherche pour mettre au point des méthodes efficaces de production et de distribution des moustiquaires imprégnées et prolonger la durée des propriétés insecticides tout en veillant à l'innocuité du procédé. Selon les conclusions de la première étude sur la mortalité effectuée en Gambie, l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide a réduit de 63% le nombre de décès, toutes causes confondues, chez les enfants de moins de cinq ans. Plus d'une vingtaine d'études sur les moustiquaires imprégnées d'insecticide ont été réalisées dans différentes régions du monde où sévit le paludisme. La plupart de ces études rapportent une réduction de 20% à 63% des cas de paludisme après utilisation des moustiquaires imprégnées. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a commencé à s'intéresser aux moustiquaires imprégnées au début des années 1980. Elle a approuvé l'utilisation des pyréthroïdes (perméthrine, deltaméthrine), afin qu'on puisse en imprégner les moustiquaires.

Caractéristiques techniques :

- * Tissu : 100% Polyester multi filaments tricotés 55mg/m², coton, ou soie
- * Denier : 100 * Couleur: Bleue, Blanche
- * Mesh : 156 (12 x 13)
- * Forme : rectangulaire, Conique
- * Dimensions: Long: 200cm x Larg.: 180cm x Haut: 200cm
- * Sécurité: sécurité contre le feu
- * Résistance: Denier 100, 405 Kpa
- * Emballage: emballage individuel pourvu d'une étiquette à code barre
- * Insecticide: Deltamethrine, de 10 à 55mg/m². Pour une imprégnation à 55mg/m², après 21 lavages il restera plus de 25mg/m², et le matériaux du filet conservera une mortalité fonctionnelle supérieure à 80%.
- * Poids: Denier 100: 40 - 42g/m²
- * Conditionnement : Sachet individuel 100 sachets/carton (76 x 54 x 46cm)
- * Vente par container plein : environ 20000 unités dans un container 20 pieds.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moustiquaires-impregnees/3449-moustiquaire-impregnee-conteneur-de-20000-pieces.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com