


FICHE PRODUIT



Lames avec revêtement teflon rouge 3x5 puits diamètre 4mm

Référence : SOC-LI15P4TE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames avec revêtement TEFLON ROUGE Ø puits: 4mm; * Nombre de puits: 1 puits; * Revêtement inaltérable en téflon; * Résistance aux solvants (alcool, toluène, acétone); * Condition minimum de vente: Boîte 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lame-av-revetement-teflon-rouge/3450-lames-avec-revetement-teflon-rouge-a-puits-4mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com