

FICHE PRODUIT

Support en plexiglass pour pipettes

Référence : SOC-SWP10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Support en plexiglass;

- Pipettes en verre non graduées;
- Longueur: 240mm;
- 2 billes en acier assurent la mise à zéro automatique; Le sang monte par aspiration (pompe ou poire);
- **Accessoire:** support en plexiglass 10 places pour pipettes à billes;
- Gradué de 0 à 160 mm. Avec vis pour mise de niveau;
- Les pipettes et les tubes usagés sont éliminés simultanément par un système de trappe au bas du portoir;

Condition minimum de vente: Boîtes de 500 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-avec-pipettes-a-billes/3455-support-en-plexiglass.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com