

FICHE PRODUIT

Pied à perfusion noir à 2 crochets blancs, tige aluminium

Référence : SOC-GEU-811135

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pied à sérum brillant, tige aluminium crochets blancs, * Roues noires piètement 5 branches, * 2 crochets réglables de 160 à 220 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pieds-a-perfusion-et-potences-medicales/3458-pied-a-serum-brillant-tige-aluminium.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com