

FICHE PRODUIT

Couteaux jetables pour dissection et macroscopie, 100 mm

Référence : CEL-CABD100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Couteaux jetables pour dissection et macroscopie, 100 mm; * Lame acier inoxydable SHEFFIELD de haute qualité, à double biseau; * Manche moulé, prolongé d'un appui doigt, pour une tenue ferme; * 5 tailles de lames disponibles pour couvrir toutes les applications: * exemple: * 100 mm: Cartilage * 150 mm : Trimming * 200 mm : Macroscopie * 250 mm: Poumon * 300 mm : Cerveau; * Usage unique: alternative économique aux couteaux à réaffûter; * La boîte dans laquelle les couteaux sont emballés peut être utilisée pour archiver des blocs; * Condition minimum de vente: 10.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/3487-couteaux-jetables-pour-dissection-et-macroscopie-100mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com