

FICHE PRODUIT



Boîte dénudation

Référence : SOC-B00011

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Elle peut être utilisée pour plusieurs types de dénudation dont la dénudation veineuse.

Elle est composée de:

- 1 BOITE INOX 18X8X4 CM
- 1 BISTOURI FIXE MANCHE PLAT LAME CONCAVE
- 1 CISEAUX MOUSSE DROIT 14 CM
- 1 CISEAUX MOUSSE COURBE 11,5 CM
- 1 CISEAUX MOUSSE DROIT 11,5 CM
- 1 PINCE D'HALSTEAD DROITE S/G 13 CM
- 1 PINCE D'HALSTEAD COURBE S/G 13 CM
- 1 SONDE CANNELEE 14 CM
- 1 ECARTEUR DE SENN MULLER

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/3502-boarte-denudation.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com