

FICHE PRODUIT



Boîte à pansement

Référence : SOC-B00013

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cette boîte à pansement est composée de:

- 1 boîte inox 18 x 8 x 4 cm
- 1 pince à disséquer sans griffes 14 cm
- 1 pince à disséquer avec griffes 14 cm
- 1 pince de Péan droite 14 cm
- 1 paire de ciseaux mousses droits 14 cm
- 1 ciseaux de lister croix Rouge 14 cm
- 1 sonde cannelée 14 cm
- 1 bistouri fixe manche plat lame concave

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/3503-boite-pansement.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com