

FICHE PRODUIT

Boîte urgence gynécologique

Référence : SOC-B00017

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- 1 Boîte inox 35X 15 X 7 cm
- 1 manche de bistouri n°4 = 5 lames
- 1 paire de ciseaux de Mayo droits 17 cm
- 1 paire idem courbes
- 1 pince à dissection sans griffes 14 cm
- 1 idem 20 cm
- 1 pince à dissection à griffes, 14 cm
- 1 idem 20 cm
- 6 pinces de Kocher droites 14 cm
- 6 pinces de Kelly 14 cm
- 4 pinces à champs de Backhaus 14 cm
- 1 pince à pansements 25 cm
- 1 porte-aiguilles de Mayo-Hégar, 18 cm
- 1 paire d'écarteur de Farabeuf 15 cm
- 1 valve de Doyen
- 1 pince de Pozzi

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 porte coton gynéco
- 1 paire ciseaux de Metzemaum droits 18 cm
- 1 curette de Sims n°2
- 1 Idem n° 4
- 1 pince de J.L. Faure à griffes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/3506-boite-urgence-gynecologique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com