

**FICHE PRODUIT**



## Fil de suture monofilament de polyamide (nylon)

Référence : SOC-suturepolyamide

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) SURULONTM

**Propriétés :** Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) SURULONTM est très lisse et permet l'obtention de bons noeuds. Ceci est dû à sa structure en monofilament. Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) SURULONTM est très extensible et peut facilement être enlevé sans interaction avec les tissus.

**Matière :** Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est de couleur noir, ce qui facilite son identification pendant et après l'intervention. Réaction avec l'organisme : Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est inerte comme l'inox. Il maintient indéfiniment sa tension. Le fil de suture en monofilament de polyamide SURULONTM ne doit pas être utilisé en cas d'infections.

**Indication :** Fermeture chirurgicale générale, chirurgie plastique, chirurgie ophtalmique et micro chirurgie.

**Choix :** Sutures stérilisées en boucle, aiguilletées et pré coupées conformément à la pharmacopée européenne et celle des Etats-unis.

**Stérilisation :** Par le gaz d'oxyde d'éthylène (ou par irradiation gamma sur demande).

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-pour-bloc-operatoire/3512-fil-de-suture-monofilament-de-polyamide-nylon.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com