

FICHE PRODUIT

Fauteuil électrique pour prise de sang ou dialyse

Référence : SOC-GEU-825301

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Fauteuil électrique pour prise de sang ou dialyse sellerie bleue, pied époxy blanc. Réglage de la position assise à allongée et déclive par vérin électrique. Les repose bras pivotent verticalement, horizontalement et s'ajustent en hauteur.

Caractéristique du Fauteuil électrique :

- Double système de blocage des roues.
- Livré avec porte rouleau et appui tête réglable.
- Télécommande et moteur électrique étanches.
- Sellerie ignifugée classe M1.
- Alimentation 220 V / 24 volts.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/3513-fauteuil-electrique-pour-prise-de-sang-ou-dialyse.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com