

FICHE PRODUIT



Seringues en verre, bout verre Luer excentré, 5 ml

Référence : SOC-GEU-514205

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringues en verre, * Bout verre Luer excentré * 5 ml

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-en-verre/3518-seringues-en-verre-bout-verre-luer-excentre-5ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com