

## FICHE PRODUIT



# Spéculum de collin 130 x 38 mm - longue

Référence : SOC-GEU-740038

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

Spéculum de COLLIN à valve Longue. \* Dimensions (longueur x largeur): 130 x 38 MM.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-collin/3536-speculum-de-collin-125-x-38-mm-longue.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)