

FICHE PRODUIT



Spéculum de collin 80 x 18 mm - vierge

Référence : SOC-GEU-740116

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spéculum de COLLIN à valve normale. * Dimensions (longueur x largeur): 80 x 18 MM MM - vierge.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-collin/3540-speculum-de-collin-80-x-18-mm-vierge.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com