

FICHE PRODUIT

Tambour de stérilisation 290 x 290 mm

Référence : SOC-126023

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tambour de stérilisation

• Caractéristiques

- Avec éclipses latérales
- Avec couvercle à charnière
- En inox
- Dimension (Ø x h):290 x 290 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tambour-de-sterilisation/3547-tambour-de-sterilisation-290-x-290-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com