

FICHE PRODUIT



Chariot d'endoscopie, Modèle YC-80-J

Référence : SOC-TIA-YC80J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description Chariot d'endoscopie, Modèle YC-80-J

- Divisé (organisé) en plusieurs niveaux où peuvent être rangés de nombreux instruments.
- Dispose d'assez d'étagère où peuvent être posés différents instruments.
- Les balustrades à l'arrière de l'appareil peuvent conserver des instruments.
- Tiroir à clé pouvant conserver en toute sécurité des détecteurs et autres accessoires importants.
- Dimensions réelles: 470 mm x 450 mm.
- Dimensions totales: 510 mm x 605 mm x 1 360 mm.
- Dimension d'expédition: 610 mm x 705 mm x 1 530 mm.
- Poids à l'expédition: 50 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/3555-chariot-d-endoscopie-modele-yc80j.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com