

FICHE PRODUIT



Chariot à instruments modèle yc31j17

Référence : SOC-TIA-YC31J17

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot à instruments Modèle YC31J17

- * Surface de la table réalisée en marbre anti-rouille, et facile à nettoyer.
- * Lié à un panneau.
- * Fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail en marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- * Garde-fou fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * 1er tiroir : tiroir pour médicaments avec un seul compartiment et pour dimensions: L 520mm x l 390mm x H 70mm.
- * 2ème tiroir: L 520mm x l 390mm x H 100mm.
- * Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 495mm x l 455mm x H 885mm.
- * Dimensions globales : 595mm x 455mm x 905mm.
- * Dimensions d'expédition : 645mm x 505mm x 975mm.
- * Poids d'expédition : 29 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3579-chariot-a-instruments-modele-yc31j17.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com