

FICHE PRODUIT

Chariot de transfusion sanguine modèle YC58S2

Référence : SOC-TIA-YC32S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

* Chariot de transfusion sanguine modèle YC58S2 Plus de 90% du chariot est fabriqué en ABS, léger et facile à déplacer. * Surface de la table faite en ABS, facile à nettoyer et de dimensions: 746mm x 526mm. * Deux panneaux auxiliaires de travail dissimulés sous la table du haut agrandissent l'espace de travail. * Un tiroir de 3" ou 6" (selon le choix du client) sous la table de travail. * Surface de la table pourvue de garde-fous pouvant protéger contre les chocs et des chutes. * Un support et deux paniers à ordures de tailles différentes. * Chacun des trois côtés a deux crochets pour tenir les sachets de perfusion ou d'autres objets, le derrière a huit crochets sur deux niveaux. * Matière: * Structure principale: ABS. * Surface de travail: ABS. * Tiroir du dessus: tiroir pour médicaments à un seul compartiment et de dimensions :L 643mm x l 400mm x H 53mm. * Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: L 745mm x l 525mm x H 855mm. * Dimensions globales : 820mm x 595mm x 1488mm. * Dimensions d'expédition : 920mm x 695mm x 1658mm. * Poids à l'expédition : 49 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3580-chariot-de-tranfusion-sanguine-modele-yc58s2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com