

FICHE PRODUIT

Chariot d'urgences reanimation, Modèle YC20JA

Référence : SOC-TIA-YC20JA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- * Convient pour les salles de réanimation et les salles d'infirmierie.
- * Surface de la table coulissante des deux côtés.
- * Hauteur du second tiroir: 150mm.
- * Hauteur du troisième tiroir: 100mm.
- * L'espace situé sur la partie inférieure de l'appareil possède une plaque séparatrice déplaçable, pouvant être utilisé pour ranger les instruments d'urgence de différentes tailles.
- * Les dimensions de cet espace sont: 500mm x 360mm x 380mm.
- * La plus grande hauteur modifiable du pôle IV est de 1700mm.
- * Présence à l'arrière du chariot d'un panneau défibrillateur constitué de polymère de dimensions: 560mm x 470mm x 15mm.
- * Fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Tiroir du dessus: tiroir possédant deux compartiments pour médicaments.
- * Dimensions du tiroir: Longueur 590mm x largeur 385mm x Hauteur 120mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * 2ème tiroir: Longueur 590mm x largeur 385mm x Hauteur 100mm.
- * Double battants: Longueur 590mm x largeur 385mm x Hauteur 360mm.
- * Poignets fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: L 632mm x l 422mm x H 822mm.
- * Dimensions globales: 725mm x 475mm x 950mm.
- * Dimensions d'expédition: 825mm x 575mm x 1120mm.
- * Poids à l'expédition: 63 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/3581-chariot-d-urgences-reanimation-modele-yc20ja.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com