

FICHE PRODUIT



Absorbeur de gaz d'anesthésie

Référence : SOC-TIA-AGA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- En mode absorption, il peut faire baisser rapidement la concentration du ***anesthetics exhaust in the return loop.*** La concentration du ***anesthetics exhaust*** à la fin de la respiration peut chuter à zéro dans un délai d'une minute.
- Le patient peut retrouver la conscience en moins de 5 minutes si l'inhalation anesthésique simple est employée.
- Après avoir fini l'opération, il n'est aucun besoin de nettoyer avec de l'oxygène oxygène d'écoulement.
- Aucune pollution d'environnement.
- Toutes les interfaces ont le standard ISO des machines d'anesthésie sans modification.
- Les petites tailles sont faciles à installer.

Spécification techniques:

- Taux moyen d'absorption $\geq 90\%$
- Nombre de pièces par carton : 60
- Dimensions d'expédition: 480mmx400mmx325mm.
- Poids:12kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/absorbeur-de-gaz-d-anesthesie/3590-absorbeur-de-gaz-d-anesthesie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com