

FICHE PRODUIT



Canule de yankauer - 4,8mm x 27cm

Référence : SOC-GEU-288213

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Canule de YANKAUER. * Dimensions(diamètrexlongueur): 4,8mm x 27cm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/canule-de-yankauer/3592-canule-de-yankauer-4-8mm-x-27cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com