

FICHE PRODUIT



Plaque culture 12 puits tpp -Emballage sterile par 4

Référence : TPP-MC12T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Plaques multipuits pour culture cellulaire, 12 puits;

- Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond des puits.
- Qualité optique pour l'observation et les mesures spectrophotométriques.
- Ergot de ventilation : évite l'effet ventouse entre plaques multipuits.
- Anneau anticondensation sur le couvercle prévenant les contaminations croisées.
- Repérage alphanumérique sérigraphié en noir.
- Bande jaune sur le couvercle et la plaque servant de détrompeur visuel rapide et de zone de marquage.
- Bande striée pour une préhension facile de chaque ensemble "plaque + couvercle", notamment lorsque les plaques multipuits sont empilées.
- Empilement stable compatible quelque soit le modèle de plaque TPP.
- Les plaques multipuits ont le format standard : 128 mm x 86 mm.
- Polystyrène cristal.
- Stériles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- Caractéristiques techniques des plaques multipuits
- Forme de puits: carrée.
- Nombre de puits: 12 puits
- Dimensions des puits: Volume= 6,30; Surface de culture= 3,66cm²; Ø=22,2mm.
- Conditionnement: 4 par sachet.
- Conditionnement de vente: Carton de 64.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-multipuits-culture-cell/3611-plaque-culture-12-puits-tpp-emballage-sterile-par-4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com