

FICHE PRODUIT



Lame courbe, Modèle MACINTOSH

Référence : RIE-7040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Les laryngoscopes de qualité avec éclairage à vide convainquent par leur rapport qualité-prix intéressant, car leur longévité est pratiquement illimitée. Ayant fait l'objet d'une élaboration approfondie, leur design garantit un maniement aisé lors de leur utilisation au quotidien.

CARACTERISTIQUES

- Avec lames n° 2, 3 et 4
- Manche à piles de type C, non rechargeable XL 2,5V
- Avec éclairage sous vide 2,7 V dont la qualité n'est plus à prouver, pour un bon éclairage du champ d'examen.
- La face avant de la lame est équipée d'une lampe dont le retrait s'effectue très rapidement.
- Autoclavable à 134 °C pendant 5 minutes.
- Lame en acier inoxydable avec finition facile à nettoyer.
- Lame à forme innovante, pour une intubation aisée et une bonne vue.
- Au choix pour manches rechargeables ou pour manches à piles de type AA ou C, à recharger dans la station ri-charger ou non rechargeables.
- Toutes les lames peuvent être utilisées avec des manches conformes à la norme ISO 7376.
- Choix d'étuis et de trousses prévus pour accueillir des compositions individuelles de jusqu'à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

chacune cinq lames et un manche.

- Les arêtes arrondies de la lame courbe MACINTOSH réduisent le risque de blessure.
- Le contrôle de l'aptitude à l'autoclavage a été réalisé avec un modèle MELAG VACUKLAV 31.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/3614-lame-courbe-modele-macintosh-ri-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com