

FICHE PRODUIT

Flacons pour culture cellulaire, 690 ml, cape ventilée (sans filtre)

Référence : TPP-FC150T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons pour culture cellulaire, 690 ml, cape ventilée (sans filtre);

- * Pour les cultures en monocouche ou en suspension.
- * Large gamme de: 10 à 485 cm².
- * Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond des flacons, ce qui évite la croissance des cellules sur les bords et surfaces inclinées.
- * Parfaite qualité optique pour l'observation microscopique.
- * Matière: flacon en polystyrène cristal.
- * cape en polyéthylène. Stériles.
- * Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.
- * Pour usage général de laboratoire.
- * version de capes disponibles: Ventilée: un repère visuel et un cran permettent de sécuriser la cape en position ventilée. Les échanges gazeux sont parfaitement reproductibles d'un flacon à l'autre, et ceci sur toute la gamme.
- * Surface de culture: 150 cm².

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Volume maximal: 690 ml.
- * Dimensions (L x l x H): 20,5 x 12 x 4,5 cm.
- * Conditionnement minimum de vente: Carton de 36.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pour-culture-cellulaire/3616-flacons-pour-culture-cellulaire-690ml-cape-ventilee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com