

FICHE PRODUIT

Flacons tubes, surface de culture: 10 cm, à filtre

Référence : TPP-FTC10FTS5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons tubes, Cape en filtre.

- Centrifugeables jusqu'à 12 000 g.
- A une surface de culture plane en vis à vis d'une fenêtre pour l'observation microscopique. Une jupe permet de les positionner de manière stable, horizontalement.
- Matière :
 - * corps en polystyrène cristal.
 - * cape en polyéthylène.
- Niveau d'endotoxine < 0,06 EU / ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- Surface de culture: 10 cm².
- Conditionnement: 70 sachets de 5.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 350.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-tubes/3620-flacons-tubes-surface-de-culture-10cm-a-filtre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com