


FICHE PRODUIT



Chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits

Référence : SOC-LABTEK2P

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits

Chambre centrale amovible en polystyrène pour des configurations à 1, 2, 4, et 8 puits.

Lame microscopique non fluorescente en verre (25 x 75 x 1,2 mm) avec bords rodés.

Descriptions :

- * Adhésif biocompatible.
- * Chambre et couvercle en polystyrène.
- * Bord de puits hydrophobe inerte imprimé sur la lame.
- * Plage d'écriture.
- * Traitées pour une fixation et une croissance excellentes des cellules.
- * Séparateur de lame fourni dans chaque paquet.
- * Stériles.

Caractéristiques d'une chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits :

- * Surface de culture: 4,0 cm² par puits.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Volume utile conseillé: 1,0 - 2,0 ml.
- * Présentation: Plateau de 8 chambres.
- * Condition minimum de vente d'une chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits: 2 plateaux de 8 = 16.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chambre-de-culture-lab-tek-ii/3623-chambre-de-culture-lab-tek-ii-2-puits.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com