


FICHE PRODUIT



Tubes de culture, 12 ml, tubes à fond rond en polystyrène

Référence : SPT-TCU12PS25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes de culture, 12 ml,

- Tubes à fond rond en polystyrène.
- Plage d'écriture et graduations sérigraphiées.
- Bouchon à deux positions permettant de travailler dans des conditions aérobies ou anaérobies.
- Stérilisés par irradiation.
- Diamètre (Ø): 17 mm.
- Hauteur: 100 mm.
- Conditionnement: Barquette de 25 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 500 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-de-culture/3625-tubes-de-culture-12ml-tubes-fond-rond-en-polystyrene.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com