

FICHE PRODUIT

Chariot pour dossiers patients, Modèle YC-40-J-20I

Référence : SOC-TIA-YC40J20I

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description du Chariot pour dossiers patients, Modèle YC-40-J-20I

- La structure principale est faite d'aluminium, et d'ABS léger. Facile à déplacer.
- Surface de la table constituée de matériel de haute qualité, anti-bactérien, anti-rouille, résistant à la chaleur, et facile à nettoyer.
- Equipé de roulettes de haute qualité.
- 20 pièces de dossiers médicaux.
- La couleur de la structure principale est variable (au choix).
- Dimensions globales : 559 mm x 520 mm x 1 046 mm.
- Dimensions d'expédition : 659 mm x 620 mm x 1 216 mm.
- Poids à l'expédition : 48.5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/3629-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc40j20i.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com