

FICHE PRODUIT



Seau de poubelle

Référence : SOC-TIA-Dustbin

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du seau à poubelle

- Acier inoxydable.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions globales: 260 mm x 320 mm x 400 mm.
- Dimensions d'expédition: 260 mm x 340 mm x 420 mm.
- Poids à l'expédition: 12 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/3632-seau-de-poubelle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com