

FICHE PRODUIT



Chariot de soins, Modèle YC58S2

Référence : SOC-TIA-YC58S2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot de soins, Modèle YC58S2 en Acier enduit de plastique.

- * Dimensions de la table du haut: 475mm x 463mm x 30mm.
- * Dimensions du tiroir: 360mm x 312mm x 75mm.
- * Dimensions du panier: 445mm x 433mm x 90mm.
- * Dimensions du compartiment pour ordures: 337mm x 403mm x 700mm.
- * Charpente :acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Dimensions totales : 1022mm x 540mm x 950mm.
- * Dimensions d'expédition : 1072mm x 590mm x 1020mm.
- * Poids à l'expédition : 40 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/3633-chariot-de-soins-modele-yc58s2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com