

FICHE PRODUIT



Masque de protection respiratoire tecnol, classe ffp3

Référence : SOC-TECNOLFFP3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Masque de protection respiratoire TECNOL, Classe FFP3;

- * Conforme EN 149: 2001;
- * Barrette nasale intégrée pour le bon maintien du masque au niveau du nez, assurant la protection et un ajustement universel;
- * Usage unique;
- * Valve: oui;

Condition minimum de vente: 20.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/masques/3634-masque-de-protection-respiratoire-tecnol-classe-ffp3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com