

FICHE PRODUIT



Aiguille hypodermique TERUMO AGANI à usage unique

Référence : TER-AN2038R1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Autres caractéristiques de l'aiguille hypodermique TERUMO AGANI à usage unique

- Aiguille à triple biseau alliée à un parfait siliconage qui assure une pénétration sans résistance et pratiquement indolore.
- Aiguilles stériles par oxyde d'éthylène. Apyrogènes.
- Le protecteur rigide assure l'intégrité de l'aiguille jusqu'au moment de son utilisation.
- L'embase transparente permet la détection instantanée du reflux sanguin.
- Emballage individuel sous blister avec : code couleur normalisé, numéro de lot, date de péremption.
- Condition minimum de vente : boîtes de 100 aiguilles.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/3640-aiguille-hypodermique-terumo-agani-a-uu-38-x-0-9-mm-20-g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 27G - 0.40 x 19 - Embase grise	TER-AN2038R1_1	
aiguille_dimensions - 27G - 0,40 x 16 - Embase grise	TER-AN2038R1_2	
aiguille_dimensions - 26G - 0,45 x 23 - Embase marron	TER-AN2038R1_3	
aiguille_dimensions - 26G - 0,45 x 13 - Embase marron	TER-AN2038R1_4	
aiguille_dimensions - 23 G - 0,60 x 25 - Embase bleue	TER-AN2038R1_5	
aiguille_dimensions - 22G - 0,70 x 38 - Embase noire	TER-AN2038R1_6	
aiguille_dimensions - 22G - 0,70 x 32 - Embase noire	TER-AN2038R1_7	
aiguille_dimensions - 21G - 0,80 x 38 - Embase verte	TER-AN2038R1_8	
aiguille_dimensions - 21G - 0,80 x 16 - Embase verte	TER-AN2038R1_9	
aiguille_dimensions - 20G - 0,90 x 38 - Embase jaune	TER-AN2038R1_10	
aiguille_dimensions - 19G - 1,10 x 25 - Embase crème	TER-AN2038R1_11	
aiguille_dimensions - 18G - 1,20 x 38 - Embase rose	TER-AN2038R1_12	
aiguille_dimensions - 25G - 0,50 x 16 - Embase orange	TER-AN2038R1_13	
aiguille_dimensions - 25G - 0,50 x 25 - Embase orange	TER-AN2038R1_14	
aiguille_dimensions - 21G - 0,80 x 25 - Embase verte	TER-AN2038R1_15	
aiguille_dimensions - 19G - 1,10 x 38 - Embase crème	TER-AN2038R1_16	
aiguille_dimensions - 30G - 0.30 x 13 - Embase grise	TER-AN2038R1_17	
aiguille_dimensions - 24G - 0,55 x 25 - Embase violette	TER-AN2038R1_18	
aiguille_dimensions - 23G - 0,60 x 16 - Embase bleue	TER-AN2038R1_19	
aiguille_dimensions - 23G - 0,60 x 32 - Embase bleue	TER-AN2038R1_20	
aiguille_dimensions - 21G - 0,80 x 50 - Embase verte	TER-AN2038R1_21	
aiguille_dimensions - 20G - 0,80 x 25 - Embase jaune	TER-AN2038R1_22	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com