

FICHE PRODUIT

Auramine phéniquée selon degommier - 1000 ml

Référence : RER-3614301000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Auramine phéniquée selon Degommier REACTIFS RAL

Recharge pour Kit FLUO COLOr. Coloration fluorescente rapide des Mycobactéries (tuberculose, lèpre).

Conditionnement minimum de vente: 1000 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/recharge-pour-col-fluorescente/3642-auramine-pheniquee-selon-degommier-1000-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com