

FICHE PRODUIT



Tabouret de laboratoire en OPS, Modèle YC99J3A

Référence : SOC-TIA-YC99J3A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Tabouret de laboratoire en OPS, Modèle YC99J3A

- * Structure principale en acier inoxydable.
- * Hauteur modifiable.
- * L'appareil entier est recouvert de chrome.
- * Dimensions globales : 390mm x 390mm x 480mm/660mm.
- * Dimensions d'expédition : 440mm x 440mm x 550mm.
- * Poids à l'expédition: 16 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/3651-tabouret-de-laboratoire-en-ops-modele-yc99j3a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com