

FICHE PRODUIT



Conteneurs carton, 50l

Référence : SOC-CONT50L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Conteneurs carton, capacité 50l;

- Collecteurs rectangulaires en carton ondulé dans lequel un sac étanche est contre-collé;
- Sac composé d'un film polyéthylène 8/100;
- Mise en forme semi-automatique pour obtenir un fond bloquant. Poignets extérieurs;
- Sac : fermeture étanche par thermosoudage.
- Carton : fermeture par verrouillage des rabats;
- Incinérables : excellente condition d'incinération, résidu de l'ordre de 0,05%.
- Excellente combustion, aucun résidu chloré;
- Livrés à plat pour un stockage réduit;
- Fermeture provisoire et définitive;
- Carton: simple cannelure blanc;
- Dimensions (L x P x H): 280 x 275 x 665mm;
- Charge utile: 13 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Condition minimum de vente: Paquet de 10 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-carton/3656-conteneurs-carton-50l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com