

FICHE PRODUIT

Négatoscope 1 plage monté sur chariot mobile à roulettes

Référence : SOC-640130

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Ce négatoscope 1 plage à éclairage fluorescent (halogène) est monté sur un chariot mobile à roulettes.

Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz

Consommation électrique : 65 W

Luminance : 6000 cd/m² +/- 25 %

Réglage progressif de la luminance (chaque image séparément) : 10 - 100 %

Température de couleur de la lumière des lampes : ≈ 6500 oK

Absence totale de scintillement de la lumière : oui

Dimensions de l'écran : (L x H) 36 x 43 cm

Dimensions totales : (L x L x H) 380 x 92 x 510 mm

Masse totale sans chariot 5,2 kg

Configuration standard: Négatoscope mural 1 plage NG11 hf + chariot mobile sur roulette.

Il peut être vendu sans chariot

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/3664-support-mobile-pour-negatoscope-105-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com