

FICHE PRODUIT

Cônes à filtre AXYGEN 100 - 1 000 µl, rack stérile de 100

Référence : AXY-TF1000RSMR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à filtre AXYGEN 100 - 1 000 µl, rack stérile de 100; En Polypropylène MAXYMum Recovery; Couleur naturelle; Pointe biseautée; * En Polypropylène MAXYMum Recovery; * Filtre en polyéthylène haute densité; * Autoclavables à 121°C, 15 mn; * Rack à charnière protégée sous film; * Large gamme de volume de 0,5 à 1 000 µl; * Stérilisés par irradiation; * Absence de RNase, DNase; * Niveau d'endotoxine contrôlé; * Carton de 5 000 / 100; * Condition minimum de vente: 1 boîte de 10 racks.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-axxygen/3673-cones-a-filtre-axxygen-100-1000-l-rack-sterile-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com