

FICHE PRODUIT

Cônes finntip FILTER 5 - 200 µl, en rack stérile de 96

Référence : THE-FIN200FRSIVD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques des cônes finntip FILTER 5 - 200 µl

- Rack à charnière protégée par un blister sous vide;
- Stérilisés par irradiation;
- Absence de RNase et DNase;
- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- **Condition minimum de vente:** 10 racks de 96.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-filter/3677-cones-finntip-filter-5-200-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com