

FICHE PRODUIT



Cônes finntip FILTER 5 - 100 µl, en rack stérile de 96

Référence : THE-FIN100LFRSIVD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- **Caractéristiques des cônes finntip FILTER 5 - 100 µl**

- **Condition minimum de vente:** 10 racks de 96.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-filter/3679-cones-finntip-filter-5-100-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com