

FICHE PRODUIT



Huile à immersion reactifs RAL - 7 x 15ml

Référence : RER-3401000000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Huile à immersion RAL Pour les préparations microscopiques.

- Packs d'huile à immersion prêt à l'emploi contient 7 Dropsticks de 15 ml et 1 Dropstand. Ce Dropstand garanti que le Dropstick étant renversé et sans bouchon, qu'il restera stable, droit et prêt à l'emploi.
- Viscosité: 1 000 mPas - 1 à 25 °C.
- Réfraction: 1,513 ± 0,005 à 25 °C.

Conditionnement du Packs huile à immersion prêt à l'emploi 105ml: 7 Dropsticks de 15 ml et 1 Dropstand.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/huile-a-immersion/3681-huile-a-immersion-reactifs-ral-100-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com