

FICHE PRODUIT



Chariot à instruments YC-96-J(-25)

Référence : SOC-TIA-YC96J25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot à instruments YC-96-J(-25)

- * Fait de matière inoxydable de haute qualité, facile à nettoyer et sans danger.
- * La surface de table peut être utilisée pour le stockage des instruments médicaux ou ceux d'opération.
- * Dimensions globales : 800 mm x 500 mm x 900 mm.
- * Dimensions d'expédition : 850 mm x 550 mm x 970 mm.
- * Poids à l'expédition : 29 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/3685-chariot-a-instruments-yc-96-j-25.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com