

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J20K

Référence : SOC-TIA-YC40J20K

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J20K

- La structure principale de ce modèle est fabriquée à partir d'un alliage d'aluminium et d'acier enduit de plastique roulé à froid, rendant l'appareil léger et facile à déplacer.
- La table du haut est en acier inoxydable enduit de plastique.
- La partie surélevée de la table du haut est faite d'un alliage d'aluminium, anti-bactérienne et résistante au feu et à la chaleur.
- Conçu pour conserver les dossiers des patients. (Le nombre de dossiers pouvant être conservés peut être choisi selon la demande du client.
- Equipé d'un tiroir avec une clé dans sa partie inférieure.
- Le client pourrait choisir la couleur principale de l'appareil.
- Dimensions totales : 560 x 469 x 1062 (mm).
- Dimensions d'emballage: 660 x 569 x 1212 (mm).
- Emballage : caisse en bois.
- Poids net : 38.5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/3686-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc40j20k.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com