

FICHE PRODUIT



Désinfectant à froid Steranios 2%, (4 x bidons de 5L)

Référence : SOC-ANI382034

Points forts

- délais : 5 Jours
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Steranios 2%, désinfectant à froid (4 x bidons de 5L)

Indications: Désinfection totale à froid des instruments thermosensibles, des dispositifs médicaux et du matériel d'endoscopie

Non corrosif

Propriétés microbiologiques: Bactéricide, fongicide, sporicide, virucide (actif sur HIV-I, HBN et herpès virus)

Mode d'emploi: Trempage : 10 minutes. (20 minutes pour endoscope / 1 heure pour activité sporicide). Rincer et essuyer

Dose d'emploi: Prêt à l'emploi

Conditionnement de vente: Carton de 4 bidons de 5 Litres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/3687-steranios-2-desinfectant-a-froid.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com